

製品仕様

IABPバルーンカテーテル 【めだか 小児用IABP】

【仕様】

タイプ	A 小児用
医療機器製造販売承認番号	20600BZZ01293000
JMDNコードおよび一般的名称	34919000 バルーンポンピング用カテーテル
クラス分類	クラス4(高度管理医療機器)

サイズ	10cc	7cc	5cc
容量(cc)※公称	10	7	5
バルーン長(mm)	105	94	85
バルーン径(mm)	11	10	9
カテ径(Fr)	6.0	5.1	
挿入長(mm)	600	500	450
適用身長(例)	130~120cm	120~100cm	100~70cm
適用 体重(例)	26~21kg	21~16kg	16~9kg

【JANコード等】

製品番号	S-10	S-07	S-05
サイズ	10cc	7cc	5cc
JANコード	4580137874218	4580137874225	4580137874232
特定保険医療材料区分	「バルーンポンピング用バルーンカテーテル」(4)小児用		
償還価格(定価)	216,000円		