

製品仕様

マイクロカテーテル 【Carnelian(カーネリアン)】

【仕様】

タイプ	MC
医療機器製造販売承認番号	21600BZZ00094000
JMDNコードおよび一般的名称	70296004 中心循環系マイクロカテーテル
クラス分類	クラス4(高度管理医療機器)
特定保険医療材料区分	血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)
償還価格(定価)	50,300円

カタログ番号	JANコード	有効長 (cm)	全長 (cm)	先端柔軟部長 (cm)	親水性コーティング長 (cm)	先端形状	マーカー数	プロキシマル部 O.D/I.D (Fr/inch)	ディスタル部 O.D/I.D (Fr/inch)	
MC070	4580137875550	70	75	20	60cm	ストレート	1	2.9/0.027	2.2/0.021	
MC110	4580137873105	110	115		80cm					
MC110C	4580137873174				60cm					45° アングル
MC110S	4580137875505					80cm				コブラ
MC110M	4580137873129				135	140				80cm
MC113	4580137875772	60cm	45° アングル							
MC135	4580137873112									80cm
MC135C	4580137875383		80cm							45° アングル
MC135S	4580137875512	110cm								
MC135M	4580137873136		80cm		45° アングル					
MC133	4580137875970	150				155				110cm
MC150	4580137873143		110cm		45° アングル					
MC150M	4580137876229									

※Yコネクター同封製品は「Cタイプ」としてご注文ください