

製品仕様

マイクロカテーテル 【 Carmelian MARVEL(マーベル)】

【仕様】

タイプ	MX/MXN
医療機器製造販売承認番号	21600BZZ00094000
JMDNコードおよび一般的名称	70296004 中心循環系マイクロカテーテル
クラス分類	クラス4(高度管理医療機器)
特定保険医療材料区分	血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/プレートあり(マイクロカテ・OSB)
償還価格(定価)	50,300円

【Standard】

カタログ番号	JANコード	有効長 (cm)	全長 (cm)	先端柔軟部長 (cm)	親水性コーティング長 (cm)	先端形状	マーカ数	プロキシマル部 O.D./I.D (Fr/inch)	ディスタル部 O.D./I.D (Fr/inch)	適合最大ガイドワイヤー	適合最小ガイドワイヤーカテ内腔
MX110	4580137878759	110	115	20	80cm	ストレート	1	2.4/0.021	2.0/0.019	0.016インチ	0.032インチ
MX110C	4580137878766										
MX110S	4580137872702				60cm	45° アングル					
MX110M	4580137878773				80cm	コブラ					
MX110Q	4580137878780				80cm	コブラ					
MX135	4580137878797	135	140		80cm	ストレート					
MX135C	4580137878803										
MX135S	4580137879008				60cm	45° アングル					
MX135M	4580137878810				80cm	コブラ					
MX135Q	4580137878827				80cm	コブラ					
MX150	4580137878834	150	155	110cm	ストレート						
MX150M	4580137878841			110cm	45° アングル						

※Yコネクター同封製品は「Cタイプ」としてご注文ください

【Non Taper】

カタログ番号	JANコード	有効長 (cm)	全長 (cm)	先端柔軟部長 (cm)	親水性コーティング長 (cm)	先端形状	マーカ数	プロキシマル部 O.D./I.D (Fr/inch)	ディスタル部 O.D./I.D (Fr/inch)	適合最大ガイドワイヤー	適合最小ガイドワイヤーカテ内腔
MXN110	4580137878858	110	115	20	60cm	ストレート	1	1.9/0.0170	1.9/0.0165	0.014インチ	0.027インチ
MXN135	4580137878865	135	140		80cm						
MXN150	4580137878872	150	155		110cm						