

# FCカテーテル

First Choice Catheter



身体にやさしい安全設計。

急性期の薬剤注入に!!



株式会社  
東海メディカルプロダクツ

承認番号：21100BZZ00762000


販売名：狭窄部通過用カテーテル

保険請求分類：「心臓手術用カテーテル 冠動脈狭窄部貫通用カテーテル」

JMDN分類：70295000 冠動脈貫通用カテーテル

分類：高度管理医療機器 単回使用

## ■仕様図



## 仕様

製品番号	ST14W
カテーテル構造	Rapid Exchange
シャフト径	2.5Fr/2.8Fr
最大ガイドワイヤー径	0.014"
X線不透過マーカー	2
水流量(参考値)	3cc/min
薬剤送出孔	4

## 特徴

1

ガイドワイヤールーメンと薬剤投与ルーメンが分離しており、選択的にドラッグデリバリーを行いつつガイドワイヤーの操作が行えます。

2

ガイドワイヤーを操作するためのback upとなるカテーテルです。

■ 製造販売元・販売元



〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地  
 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785  
 URL <http://www.tokaimedpro.co.jp>  
 E-mail [info@tokaimedpro.co.jp](mailto:info@tokaimedpro.co.jp)

■ 販売代理店