


# 滅菌済 スーチャーホルダー



再使用禁止・一般医療機器

エチレンオキサイドガス滅菌済

一般的名称：縫合糸ガイド(36129000)

医療機器届出番号 23B1X00012000004

- ・ 人工弁、中隔欠損パッチなどに使用される縫合糸の整理が容易にできます。
- ・ 縫合糸の整理が容易にできますので、心臓を確認する視野が広くなり、心筋保護、局所冷却も十分に施行できます。
- ・ エチレンオキサイドガス滅菌済です。
- ・ ディスポーザブルなので感染の心配はありません。

製品番号	直径 (cm)	切込数 (2 対)
SH L	28	56
SH M	23	46
SH S	18	38

発売元

松田医科工業株式会社  
東京都文京区湯島 2-13-4  
TEL03-3814-8911 FAX03-3814-8910

製造販売元

株式会社東海メディカルプロダクツ  
愛知県春日井市田楽町字更屋敷 1485 番地  
TEL 0568-81-7954

SH 2008/03/03