

# マイクロカテーテル

製品名: PROMINENT (プロマネット)

カタログ No	仕 様	JAN コード
MCP090	有効長: 90cm / コーティング長: 60cm / 先端形状: ストレート 1.8Fr/2.6Fr	4580137872290
MCP135	有効長: 135cm / コーティング長: 100cm / 先端形状: ストレート 1.8Fr/2.6Fr	4580137879909
MCP150	有効長: 150cm / コーティング長: 120cm / 先端形状: ストレート 1.8Fr/2.6Fr	4580137879916

販売名 TMP マイクロカテーテル

医療機器製造販売承認番号 21600BZZ00094000

一般的名称 中心循環系マイクロカテーテル

特定保険医療材料請求分類

血管造影用マイクロカテーテル / オーバーザワイヤー / 選択的アプローチ型 / ブレードあり(マイクロカテ・OSB)

高度管理医療機器 クラスIV 単回使用

JMDMコード 70296004

※改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

※本品のご使用に際しては、添付文書を必ずお読み下さい。

株式会社 東海メディカルプロダクツ

〒486-0808 愛知県春日井市田楽町更屋敷 1485

TEL 0568-54-7661 / FAX 0568-87-0058

1404-01