

製品仕様

マイクロカテーテル 【 Camelian PIXIE ER (ピクシーイーアール) 】

【仕様】

タイプ	MSV
医療機器製造販売承認番号	21600BZZ00094000
JMDNコードおよび一般的名称	70296004 中心循環系マイクロカテーテル
クラス分類	クラス4(高度管理医療機器)
特定保険医療材料区分	血管造影用マイクロカテーテル/オーバーサワイヤ-/選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)
償還価格(定価)	50,300円

カタログ番号	JANコード	有効長 (cm)	全長 (cm)	先端柔軟部長 (cm)	親水性コーティング長 (cm)	先端形状	マーカー数	プロキシマル部 O.D./I.D (Fr/inch)	ディスタル部 O.D./I.D (Fr/inch)
MSV070	4580137877998	70	75	20	60cm	ストレート	1	2.7/0.023	1.8/0.017
MSV110	4580137878216	110	115		80cm				
MSV110C	4580137878247								
MSV110S	4580137878308				60cm	45° アングル			
MSV110M	4580137878285				80cm	コブラ			
MSV110Q	4580137878292				80cm	ストレート			
MSV135	4580137878322	135	140		80cm	45° アングル			
MSV135C	4580137878353				60cm				
MSV135S	4580137878414				80cm				
MSV135M	4580137878391				110cm	ストレート			
MSV135Q	4580137878407				110cm	45° アングル			
MSV150	4580137878438	150	155		110cm	ストレート			
MSV150M	4580137878506			110cm	45° アングル				

※Yコネクタ-同封製品は「Cタイプ」としてご注文ください