

マイクロカテーテル

製品名：TMP マイクロカテーテル カーネリアンSI

1.9Fr/2.8Fr

製品番号	仕 様	JAN コード
MCC110S	カーネリアンSI 1.9Fr/2.8Fr 110cm 有効長	4562382431163
MCC125S	カーネリアンSI 1.9Fr/2.8Fr 125cm 有効長	4562382431422
MCC135S	カーネリアンSI 1.9Fr/2.8Fr 135cm 有効長	4562382431194

販売名 TMP マイクロカテーテル

医療機器製造販売承認番号 21600BZZ00094000

一般的名称 中心循環系マイクロカテーテル

保険医療材料請求分類

血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)

高度管理医療機器 クラスIV 単回使用

JMDNコード 70296004

※改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

※本品のご使用に際しては、添付文書を必ずお読み下さい。

株式会社 東海メディカルプロダクツ

〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷 1485 番地

TEL 0568-54-7661 / FAX 0568-87-0058

1501-01