

バルーン付ガイディングカテーテル

製品名: オプティモテンポラリーオクリュージョンバルーン I

製品番号	仕 様	JAN コード
BG651L	6 Fr シース適応 カテーテル内径 0.051inch 100cm 有効長 先端形状ストレート	4580137879213
BG767L	7 Fr シース適応 カテーテル内径 0.067inch 100cm 有効長 先端形状ストレート	4580137879305
BG883S	8 Fr シース適応 カテーテル内径 0.083inch 90cm 有効長 先端形状ストレート	4562382434508
BG990S	9 Fr シース適応 カテーテル内径 0.090inch 90cm 有効長 先端形状ストレート	4580137879145

販売名 オプティモテンポラリーオクリュージョンバルーン

承認番号 22000BZX00050000

一般的名称 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル

保険医療材料請求分類 血管内手術用カテーテル/オクリュージョンカテーテル/特殊型

高度管理医療機器(クラスIV) 再使用禁止

JMDN コード 32584004

※改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

※本品のご使用に際しては、添付文書を必ずお読み下さい。

株式会社 東海メディカルプロダクツ

〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷 1485 番地

TEL 0568-54-7661 / FAX 0568-87-0058

TMP1402076-05